

1501680 - WelchAllyn lampe d'examen gs600 - sur statif - bras flexible 65 cm - 1 pc



Déscription

Reproduction réelle des couleurs des tissus grâce à une lumière blanche homogène et brillante. Sans ou avec un dégagement de chaleur extrêmement faible, selon le type. Avec cette lampe d'examen GS LED (Green Series), vous faites également un choix respectueux de l'environnement : plus de remplacement de lampes halogènes, une durée de vie extrêmement longue et une consommation d'énergie réduite. Idéal pour les soins primaires, les urgences, les consultations externes, la dermatologie et la gynécologie.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Intensité lumineuse	15000 lux
Longueur du bras	79 cm
Contrôle de la mise au point	Non
Commande Touchless	Oui
Nombre de LEDs	3
sku	1501680
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce