

1600972 - Merocel tampons rhinologique 8 x 1,5 x 2 cm - stéril - 20 pcs



Déscription

Le tampon rhinologique Merocel de Medtronic sans corde est un emballage nasal très efficace à utiliser en cas de saignements de nez aigus. Le tampon nasal est un emballage nasal absorbant qui se dilate très rapidement et se transforme en une éponge souple, permettant l'absorption rapide du sang dans le nez. Le tampon ne colle pas à l'intérieur du nez, ce qui permet de le retirer facilement sans risque de nouveau saignement de nez.

Mode d'emploi: Insérer le tampon correctement, en position couchée sur le dos et non pas en avant. La totalité du tampon doit se trouver dans le nez. La vaseline peut rendre l'insertion du tampon nasal plus agréable.

Spécifications

Marque	Medtronic
Stérile	Oui
sku	1600972
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte