

## 1543314 - Chaise pèse-personne digitale - 200 kg - 1 pc



### Déscription

La chaise pèse-personne ergonomique est l'instrument de mesure pour les hôpitaux et les centres de soins résidentiels. La chaise est équipée d'un frein à main sur les roues, d'accoudoirs rabattables et de repose-pieds. Idéal pour les patients en surpoids ou pour une transition sans obstacles, par exemple pour passer du lit au fauteuil pèse-personne. Dispose d'une fonction de maintien automatique lorsque le poids cesse de changer, la lecture est gelée pendant 10 secondes. Et une fonction IMC pour déterminer normal/surpoids.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Soehnle
<b>Dimensions du produit</b>	L 88 cm, H 5.5 cm, L 107 cm
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Poids max.</b>	200 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1543314
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personne digitale pour fauteuil roulant