

1004639 - Tapuz bande ECG integral avec système de clip et 2 écrous de connection - 1 pc



Déscription

La bande ECG par excellence ! Les électrodes périphériques sont maintenant également incorporées. Très pratique avec son connecteur intégral pour une connexion directe à votre appareil ECG. Votre câble ECG classique devient votre câble de réserve.

Spécifications

Marque	tapuz
sku	1004639
Normes	ISO 13485;2016
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce