

## 1004639 - Tapuz bande ECG integral avec système de clip et 2 écrous de connection - 1 pc



### Déscription

La bande ECG par excellence ! Les électrodes périphériques sont maintenant également incorporées. Très pratique avec son connecteur intégral pour une connexion directe à votre appareil ECG. Votre câble ECG classique devient votre câble de réserve.

### Spécifications

<b>Marque</b>	tapuz
<b>sku</b>	1004639
<b>Normes</b>	ISO 13485;2016
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>EKG catégorie</b>	Electrodes & accessoires ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce