

1559642 - Renol sangles poignets et chevilles premium - 150 cm - paire



Déscription

Très résistantes, grâce à un système velcro, elles se fixent au cadre du lit et immobilisent de manière rapide et efficace les poignets ou les chevilles d'un patient agité. Elles s'accompagnent de sangles nylon intégrées d'une largeur de 5 cm. Vendues par paire.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFL15087
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1559642
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + boucles
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	5 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation cheville et poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard