

## 1559642 - Renol sangles poignets et chevilles premium - 150 cm - paire



### Déscription

Très résistantes, grâce à un système velcro, elles se fixent au cadre du lit et immobilisent de manière rapide et efficace les poignets ou les chevilles d'un patient agité. Elles s'accompagnent de sangles nylon intégrées d'une largeur de 5 cm. Vendues par paire.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFL15087
<b>Options nécessaires</b>	Ne s'applique pas
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1559642
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Velcro + boucles
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	5 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation cheville et poignet
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard