

1561480 - Tasse à café 501 - blanc - 200 ml - 1 x 10 pcs



Déscription

La série Klassik de Ornamin est une belle alternative pour porcelaine. La série est fabriquée en mélamine, SAN ou PP et comprends des assiettes, des bols de soupe, des tasses et des sous-tasses. Cette tasse d'Ornamin solide est de bonne qualité avec une grande anse et sa brillance donne un look d'une tasse en céramique.

Spécifications

Marque	Ornamin
Couverture	Non
Anse	Oui
Conforme à la norme HACCP	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1561480
Composition	Polypropylène
Contenu	200 ml
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce