

1543513 - LA 30 diffuseur d'arôme - 1 pc



Déscription

Diffuseur avec lumière LED colorée pour une humidification de la pièce et un parfum agréable jusqu'à 15 m²

Ce diffuseur d'arômes crée, grâce au parfum d'ambiance, un climat agréable et relaxant. La lumière LED changeante et la technologie d'humidification à ultrasons créent une atmosphère particulière.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 10 cm, H 21.5 cm, L 10 cm
SKU leverancier	60631
Puissance	12 W
Taille réservoir	0.1 L
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Réservoir d'eau amovible	Non
sku	1543513
Type d'emballage	Pièce