

## 1577271 - BS 89 miroir cosmétique avec fixation murale 15 x 15 cm - 1 pc



### Déscription

Parfait pour une petite salle de bain, le miroir cosmétique avec une lumière extra brillante sur le mur. 36 LED fournissent une lumière extra brillante et le grossissement 5x montre chaque détail. S'éteint automatiquement après 10 minutes, fonctionne avec 3 piles AAA de 1,5 V, y compris les vis pour le montage mural.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 20 cm, H 23.7 cm, L 36.4 cm
<b>SKU leverancier</b>	58513
<b>sku</b>	1577271
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce