

## 1510458 - Seca 264 stadiomètre digitale - 30 jusqu'à 220 cm - 1 pc



### Déscription

En faire plus en effectuant le moins de manipulations possibles: ceci s'applique également, de plus en plus, au domaine de la médecine.

Le stadiomètre seca 264 vous facilite le travail : en effet, la butée de talon, ainsi que la ligne de Francfort intégrée à l'appuie-tête du curseur, permettent de garantir un positionnement exact du patient et de ce fait des résultats de mesure extrêmement précis. La taille peut être lue directement sur l'affichage rétro-éclairé blanc intégré à l'appuie-tête du curseur. Les données sont envoyées sans fil vers une imprimante seca 360° wireless, un ordinateur ou un pèse-personne sans fil.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Non
<b>Connectable aux balances</b>	Non
<b>sku</b>	1510458
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Toise modèle mural
<b>Plage de mesure</b>	30 - 220 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce