

1559971 - Sonde gastrique - PVC - 80 cm - Ch 18 - stérile - 1 x 50 pcs



Déscription

La sonde gastrique Dahlhausen se compose de matériau médical aux propriétés thermoplastiques, est fermée à son extrémité distale, présente deux yeux latéraux et un embout en entonnoir à code couleur.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Stérile	Oui
Composition	PVC
Longueur de la sonde	80 cm
Sans latex	Oui
sku	1559971
Diamètre sonde	Ch 18
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte