

1610148 - Support pied - kBox4/5 Pro - extension plateforme



Déscription

Le bloc de pied Exxentric est un accessoire simple mais important pour quiconque souhaite tirer le maximum de son expérience d'entraînement à volant d'inertie sur le kBox. En plus de leur objectif standard d'aider les utilisateurs à changer de direction dans le sport, ils peuvent désormais être achetés sous forme de version d'extension de plateforme 2-en-1 pour ajouter 5 cm à votre kBox.

Spécifications

Marque	Exxentric
sku	1610148
Type d'emballage	Pièce