

## 1601369 - Lamp de Wood portative - 1 pc



### Déscription

Plus connue sous le nom de 'black light', la lampe Wood est un outil de diagnostic qui produit de la lumière ultraviolette et qui est utilisé dans de nombreux domaines, y compris non médicaux. En dermatologie, la lampe est très efficace pour diagnostiquer de nombreuses affections. Cette lampe portable est légère et facile à utiliser. Elle est équipée d'une fiche de ballast et d'un verre de protection synthétique.

### Spécifications

<b>Marque</b>	lid
<b>sku</b>	1601369
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce