

1543149 - SLK Freechair coussin d'assise complet avec pompe - 1 pc



Déscription

Coussin d'assise avec fonction de pression alternée pour la prophylaxie et la thérapie des escarres avec un cycle de pression flexible et réglable (10 min/15 min/20 min). Ce matelas s'adresse principalement aux patients qui passent beaucoup de temps en position assise, avec un mode statique pour un positionnement souple. Comprend un sac de transport protecteur pour une fixation facile à une chaise ou un fauteuil roulant. Avec un bord renforcé viscoélastique.

Spécifications

Marque	SLK
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1543149
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce