

## 1574572 - Coussin Pro Hospital standard Relax - 100% sealed - L 200 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin standard Relax permet une position allongée stable et détendue, soulage la colonne vertébrale et les membres et offre un soutien total, que ce soit à la maison dans le canapé ou au lit en lisant. Mais aussi pour les personnes qui doivent rester au lit pendant longtemps, cet coussin est une bénédiction.

Détente totale! Fini les épaules raides et les douleurs au cou, fini les escarres!

Idéal pour dormir ou se détendre! Relax vous apporte le soutien dont vous avez besoin.

C'est un coussin idéal pour tous les âges.

Pendant la grossesse, ce coussin vous permet d'adopter différentes positions couchées ou assises (voir photos). L'abdomen, le dos et les cuisses sont soulagés et la colonne vertébrale se redresse. Lorsque votre bébé est né, vous pouvez également utiliser le coussin pour le nourrir. Le coussin soutient vos bras et votre bébé et vous permet de profiter à 100% de ces moments intimes.

Le coussin donne aux jeunes et aux moins jeunes un sentiment de sécurité et de confort. Que vous lisiez, que vous soyez allongé dans votre lit ou que vous regardiez la télévision, vous aurez toujours cette sensation de câlin bienfaisant grâce à un support adapté.

Il permet également de s'assurer qu'une personne reste dans une position choisie avec un soutien total et est idéal pour prévenir les escarres lors des changements de position. Un coussin Relax remplace plusieurs coussins au niveau du dos et des genoux pour permettre au patient de s'allonger dans une certaine position. Le patient ne peut pas retirer le coussin pendant son sommeil. Si le patient est régulièrement incliné de quelques degrés, cela permettra de remédier aux escarres dangereuses, voire de les prévenir.

Ce coussin a les mêmes dimensions que le coussin standard, mais il est fabriqué dans un matériau imperméable et les coutures sont scellées, ce qui rend l'oreiller 100% imperméable.

Le coussin est parfaitement utilisable dans l'eau, offrant à l'utilisateur un soutien suffisant, par exemple dans la baignoire.

Dimensions : 200cm de la jambe gauche à la jambe droite en passant par l'extérieur.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 200 cm
<b>sku</b>	1574572
<b>Couleur housse</b>	Gris
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Bi-tec
<b>Type d'emballage</b>	Pièce