

1540258 - Schiller Cardiovit CS-200 office system MS-12 USB + logiciel ETM + acc. stand.



Déscription

L'épreuve d'effort avec acquisition ECG sans fil Le CS-200 Office, conçu pour être utilisé au cabinet du médecin, vient compléter la gamme de systèmes d'épreuve d'effort nouvelle génération. La combinaison puissante du MS-12 blue, un amplificateur ECG 12 dérivations Bluetooth sans fil, et du logiciel SDS-200 Office offre davantage de liberté et peut même être utilisé dans les espaces confinés. Les artéfacts de mouvement sont réduits du fait de l'absence de câble analogique.

Spécifications

| | |
|-------------------------|----------|
| Marque | Schiller |
| sku | 1540258 |
| Type d'emballage | Pièce |