

1540258 - Schiller Cardiovit CS-200 office system MS-12 USB + logiciel ETM + acc. stand.



Déscription

L'épreuve d'effort avec acquisition ECG sans fil Le CS-200 Office, conçu pour être utilisé au cabinet du médecin, vient compléter la gamme de systèmes d'épreuve d'effort nouvelle génération. La combinaison puissante du MS-12 blue, un amplificateur ECG 12 dérivations Bluetooth sans fil, et du logiciel SDS-200 Office offre davantage de liberté et peut même être utilisé dans les espaces confinés. Les artéfacts de mouvement sont réduits du fait de l'absence de câble analogique.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1540258
Produits similaires	Oui
Type d'emballage	Pièce