

1544097 - Renol sangles poignets avec fermeture par velcro et clip - taille unique - paire



Déscription

Bracelets Renol avec velcro et boucle. Le bracelet est adapté pour l'immobilisation des poignets des patients.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFW15100
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544097
Produits similaires	Non
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + boucles
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	2,5 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard