

1575128 - Urinale Ursec adapter pour les hommes - femmes - Non-spill - 1 pc



Déscription

Urinal très sécurisant grâce à son design intelligent : l'embout est placé de façon à ce que l'urine coule dans l'entonnoir. Ce qui fait que l'urinal peut se mettre dans n'importe quelle position et qu'il y ait peu de fuite quand il tombe. Il se vide facilement en dévissant le bouchon à l'arrière.

Il existe une deuxième version avec un bouchon sécurité/enfant, comme sur les bouteilles de produits de nettoyage. La poignée est amovible afin de nettoyer à fond l'urinal. L'urinale peut être stérilisé avec un autoclave.

Spécifications

Autoclavable	Oui
sku	1575128
Code CNK	4321394
Couleur	Blanc
Sex	Unisex
Type d'emballage	Pièce