

## 1014120 - Trousse de soins avec sangle d'épaule - 43 x 31 x 26 cm - polyester - rouge - 1 pc



### Déscription

Une trousse légère (1300g) de soins avec sangle d'épaule avec une ouverture complète pour une vue optimale. Deux poches fourre-tout avec rabat velcro. Sangle réglable. Porte-clés habilement dissimulé, pour le rangement discret et ordonné des clés des patients. Abattant intérieur avec logement transparent pour papiers. Casier plastique amovible et modulable. Sur les deux côtes, une rangée de logements élastiques.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Bollmann
<b>Dimensions du produit</b>	L 26 cm, H 31 cm, L 43 cm
<b>Bandoulière réglable</b>	Oui
<b>sku</b>	1014120
<b>Catégorie</b>	Trousse de soins
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Matériau</b>	Polyester
<b>Nombre de poches avant</b>	0
<b>Nombre de poches latérales</b>	0
<b>Nombre de poignées</b>	1
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce