

1558839 - SONON 300 - 300C



Déscription

Le Sonon 300C est le transducteur sans fil mobile convexe très approprié pour les soins de généraliste, les soins obstétricaux, les soins urologiques et les soins d'urgence.

Usage par spécialisation:

- Généraliste: écho abdominale
- Sage-femme: écho du fœtus au début de Grossesse ou stade ultérieur
- Traumatologue: lésions et saignements
- Urologue: mesure du volume de la vessie

Caractéristiques

- Transducteur à ultrasons convexe
- Compatibilité DICOM
- Gestion des patients
- Doppler couleur
- Echographies du fœtus, de l'abdomen, ou pour signaler un saignement interne
- Cible: échographistes, obstétriciens, médecins traitants, anesthésistes

Spécifications

Marque	Sonon
sku	1558839
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce