

1517204 - Adult Rebreather Masque (Under-The-Chin Style) + 2.1 m tubing - 1 x 50 pcs



Déscription

Les masques à oxygène jetables AirLife® sont fabriqués en résine vinylique souple et de haute qualité. Les bords lisses et biseautés sont conçus pour le confort du patient et la réduction des points d'irritation. Les masques sont conçus pour une compatibilité anatomique. Les masques 3in1 sont conditionnés en tant que masques non respiratoires pour les concentrations élevées, avec des sacs réservoirs et des valves unidirectionnelles. 50 masques par boîte.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1517204
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive