

1100963 - Texa® set à pansement 1 - stérile - 1 x 50 pcs



Déscription

Le set à pansement 1 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince verte 12,8 cm en plastique
- 1 x champ stérile 2 plis, 38 x 45 cm, 39g/m² (tissu polyéthylène 18g/m² + papier de soie 21g/m²)
- 4 x tampons de gaze 30 mm diamètre en 100% coton

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Abaisse-langue: 1pc, pince: 1pc, champ stéril: 38 x 45 cm: 1pc, tampon de gaze: 4pcs
sku	1100963
Produits similaires	Oui
Blister	3 pièces
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte