

## 1100963 - Texa® set à pansement 1 - stérile - 1 x 50 pcs



### Déscription

Le set à pansement 1 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince verte 12,8 cm en plastique
- 1 x champ stérile 2 plis, 38 x 45 cm, 39g/m<sup>2</sup> (tissu polyéthylène 18g/m<sup>2</sup> + papier de soie 21g/m<sup>2</sup>)
- 4 x tampons de gaze 30 mm diamètre en 100% coton

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Contenu des sets stériles</b>	Abaisse-langue: 1pc, pince: 1pc, champ stéril: 38 x 45 cm: 1pc, tampon de gaze: 4pcs
<b>sku</b>	1100963
<b>Blister</b>	3 pièces
<b>Etat des documents</b>	Expiré
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte