

1622349 - BD Insyte Autoguard BC Pro Winged IV cath 24G x 0,75 x 20 mm - 50 pcs



Déscription

La pose d'un cathéter intraveineux périphérique (PIVC) est la procédure invasive la plus courante à l'hôpital. Jusqu'à 90 % des patients hospitalisés nécessitent une thérapie intraveineuse, exposant ainsi les professionnels de santé à des risques tels que les blessures par piqûre d'aiguille et le contact avec le sang.

Le cathéter IV **BD Insyte Autoguard™ BC**, doté de la technologie de contrôle du sang, contribue à réduire ces risques. Il protège le personnel soignant contre l'exposition au sang et aux agents pathogènes dangereux tels que l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH.

Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	382912
sku	1622349
Stérile	Oui
Débit	20 milliliter per minute
Longueur	1.9 cm
Dimensions	24G
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Type de cathéter	Met vleugels