

## 1554082 - PrimusRS



## **Déscription**

Le système actuel de revalidation le plus universel et fonctionnel. Avec tous les modes de résistance et tous les accessoires fournis, il répond aux exigences de chaque ergothérapeute, physiothérapeute et autres spécialistes médicaux.

Ce système "haute-performance" combine toutes les caractéristiques de nombreux différents appareils en une seule unité. Avec <u>BTE</u> Primus RS, le praticien fera d'abord une évaluation analytique de la force musculaire. Puis il procèdera à une analyse fonctionnelle comparative d'un mouvement global ou d'une tâche de la vie quotidienne.

Il existe plus de 125 tests préétablis clairement décrits avec possibilité de prévisualisation vidéo. L'évaluation et le travail des mouvements de réadaptation sont quasi illimités.

## **Avantages**

- Appareil pour l'évaluation ainsi que le traitement
- Possibilité de reproduire chaque mouvement fonctionnel (dans le cadre sportif, du travail ou de la vie quotidienne)
- Applications multifonctionnelles pour les membres supérieurs, inférieurs et du tronc
- Modes isométrique, isotonique, CPM et isocinétique
- Possibilités d'entraînement avancées : stabilisation rythmique, revalidation neuromusculaire, excentricité à charge élevée
- Mesure de la vitesse jusqu'à 4500 degrés par seconde
- Procédures et protocoles de traitement standardisés ou personnalisés
- Moniteur (monté sur bras d'ordinateur) et keyboard avec logiciel "touch-screen" avec feedback



## **Spécifications**

Marque	BTE
sku	1554082
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce