

1549230 - HEINE set d'otoscope beta 200 f.o. avec nt4 poignée et étui - 3,5v - led - 1 pc



Déscription

L'otoscope Beta 200 fournit les images les plus nettes, une reproduction parfaite des couleurs et une clarté en XHL, composé d'un boîtier entièrement métallique et de lentilles résistantes aux rayures qui garantissent une utilisation à vie sans entretien. Avec un grossissement jusqu'à 3 fois, la fenêtre de visualisation en verre multicouche fournit des images haute résolution et sans distorsion.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINB-141.24.420
Inclus dans le produit?	Tête d'otoscope Beta 200 FO - 3,5V - LED; poignée NT4 avec batterie rechargeable - 3,5V; chargeur de table NT4; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1549230
Agrandissement	3 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille standard
Type d'emballage	Pièce
Voltage	3,5 V