

1611059 - MoVeS Tube 30 m - léger - jaune - 1 pc



Déscription

Les poignées de sécurité Moves font partie des 5 accessoires Moves pour l'entraînement en résistance. Combinez-les avec nos autres produits pour un traitement ou un entraînement optimal.

Combinez un rouleau avec nos poignées de sécurité Moves [1553137](#).

Spécifications

| | |
|------------------|---------|
| Marque | MVS |
| sku | 1611059 |
| Couleur | Jaune |
| Type d'emballage | Pièce |