

## 1102753 - WelchAllyn brassard velcro + poumon avec 2 tuyaux - adultes - 1 pc



### Déscription

Le brassard de tensiomètre en deux parties avec velcro est un brassard traditionnel composé d'un brassard et d'une vessie amovibles. Ce brassard est conçu pour être utilisé avec les grands anémomètres, les anémomètres muraux, les anémomètres manuels et les sphygmomanomètres à mercure.

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Compatible avec</b>	WelchAllyn Maxi Stabil 3; WelchAllyn 767
<b>Portée du brassard</b>	22 - 32 cm
<b>sku</b>	1102753
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille du brassard</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>type de brassard</b>	Crochet velcro