

1576957 - BasiX 5 Elite - électrique avec roues avec pli - 64 cm - cadre noir avec trou

Déscription

Le modèle **BasiX 5 Elite** de la série **Wesseling**, offre une polyvalence ultime en une seule table. Ce modèle complet est équipé de repose-bras réglables manuellement, pouvant être tournés dans différentes positions, permettant aux patients de placer leurs bras confortablement le long de leur corps. **La section du dos et la partie médiane** sont équipées de **double commande** à ressort à gaz, tandis que la partie du tête est ajustable à l'aide d'un seul ressort à gaz pour un réglage facile. La table est également réglable en **position pliée (pli-stand)** et en **Trendelenburg** pour plus de flexibilité. Grâce à la conception spéciale des repose-bras, l'espace sous la partie du tête est complètement dégagé, idéal pour travailler en position assise et offrant une expérience de traitement optimale. Parfaite pour les cliniques et les thérapeutes recherchant à la fois fonctionnalité et confort.

Spécifications

Marque	Wesseling
sku	1576957
Type d'emballage	Pièce