

1551016 - Sac de couchage - manches courtes - tissu épongé - 1 pc



Déscription

Le sac de couchage Fico offre à l'utilisateur un équilibre idéal entre liberté de mouvement et protection. Le sac de couchage empêche l'utilisateur de déchirer le matériel d'incontinence et assure une nuit de sommeil sécurisée.

La fermeture éclair s'étend du menton au pied du lit afin que le patient ne puisse pas sortir du sac de couchage. Il y a des crochets de fixation en haut et en bas pour ancrer le sac de couchage au lit si nécessaire, pour éviter de tomber du lit. Le sac de couchage standard convient à une personne adulte.

Une ouverture à glissière de 10 cm peut être prévue sur les deux côtés pour d'éventuels tubes. Le sac de couchage est fabriqué en coton éponge extensible et lavable à 60°.

Spécifications

Marque	Fico
Composition	Tissu éponge
sku	1551016
Glissière	Glissière du menton au pied
Lavable	60 °C
Manches	Manches courtes
Pipes	n/a
Type d'emballage	Pièce
Type de vêtements	Sac de couchage