

1543913 - Renol coussin ouvert avec ouverture 12 cm - 42 x 42 cm - 1 pc



Déscription

Coussin d'assise Renol avec ouverture 12 cm. Le coussin soulage les points de pression dans la zone du siège et offre ainsi un haut niveau de confort. Convient aux personnes en fauteuil roulant, aux sédentaires de longue durée ou aux personnes âgées qui passent beaucoup de temps dans un fauteuil gériatrique. La conception assure une répartition idéale du poids et de la pression et permet un soulagement de la colonne vertébrale et des membres. Le coussin soutient le patient et le maintient dans la position souhaitée, l'empêchant de glisser latéralement ou vers l'avant. D'un côté l'oreiller est en polyuréthane et de l'autre en coton.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 42 cm, L 42 cm
SKU leverancier	RCF40300
Composition	Polyuréthane: 50%, coton: 50%
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543913
Couleur housse	Gris
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Renol
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce