

## 1352347 - Table d'examen BasiX 3 Elite - hauteur variable électrique - roues - élévateur de roues - revêtement Fresh - Crystal - 1 pc



### Déscription

**Le BasiX 3 Elite de Wesseling, spécialement conçu pour les professionnels de santé soucieux d'offrir les meilleurs soins à leurs patients.**

Cette table d'examen innovante est équipée d'un réglage électrique de la hauteur, vous permettant d'adapter facilement la table aux besoins spécifiques de chaque patient. Son revêtement frais et hygiénique garantit un confort optimal lors de chaque consultation, tandis que son design ergonomique et son panneau de commande intuitif facilitent un travail efficace au quotidien.

Grâce à sa construction robuste, cette table assure une stabilité et une sécurité essentielles dans tout cabinet médical. Le BasiX 3 Elite est bien plus qu'un simple mobilier fonctionnel : c'est un atout moderne qui répond aux normes les plus strictes en matière de qualité et d'hygiène.

**Optez pour la table d'examen BasiX 3 Elite et améliorez la qualité des soins que vous offrez grâce à cet équipement médical indispensable et moderne !**

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, L 200 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	45-115 cm
<b>Capacité de levage</b>	225 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	40 s
<b>sku</b>	1352347
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Electrique commande au pied
<b>Couleur</b>	Crystal
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce