

1543536 - MG 295 coussin de massage shiatsu 3D noir - 1 pc



Déscription

Le coussin de massage Shiatsu 3D offre une relaxation complète et crée une sensation de bien-être à la maison. Avec 4 têtes de massage avec technologie à bascule 3D et 2 têtes de massage Shiatsu rotatives pour la nuque pour un massage relaxant. La chaise assure que l'on adopte une posture ergonomique en forme de coquille. La chaise peut être utilisée sur toutes les chaises avec une profondeur d'assise et un dossier suffisants, est fixée avec du velcro. Le matériau est composé de PU et d'une housse en filet lavable pour le cou (40°).

- 3 zones de massage individuelles
- 2 vitesses
- fonctionnement avec interrupteur manuel
- Avec crochet pour un rangement pratique de la chaise
- Fonction minuterie 5/10/15 min

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 46 cm, H 86 cm, L 38 cm
SKU leverancier	64053
Puissance	48 W
Fonction de chaleur	Oui
Chaleur infrarouge	Non
Programmes de massage	3
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	4
sku	1543536
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce