

1577193 - PiezoWave 2 Touch - "Multi Usage 4/6"- Incl. pièce à main FB 10 G6 & F10 G4 - incl. chariot



Déscription

La **série MultiUse** de **Richard Wolf** élève la thérapie par ondes de choc à un niveau supérieur grâce à des extensions intelligentes et des solutions pratiques pour des environnements médicaux exigeants. Cette série avancée est conçue pour les professionnels souhaitant combiner plusieurs sources de thérapie et travailler efficacement sans compromis sur la facilité d'utilisation ou la précision.

Caractéristiques principales :

Support extensible pour sources de thérapie

Permet d'accueillir deux sources de thérapie supplémentaires, rangées de manière sûre et ordonnée – idéal pour les cliniques offrant une large gamme de traitements.

Générateur haute tension avancé

Un seul générateur qui pilote à la fois des sources de thérapie simple et double couche, pour un contrôle optimal et une constance dans chaque traitement.

Compartiments de rangement pratiques

Deux supports de rangement pour électrodes en gel avec fixation assurent un espace de travail organisé et un accès rapide aux fournitures.

Pédale optionnelle

Commande mains libres des niveaux d'intensité et de l'activation des ondes de choc pour un confort et une précision accrues lors du traitement.

Manche fourni : FB10 G6 + FB10 G4

Le FB10G6 est une source de thérapie robuste et extrêmement puissante, conçue pour les traitements nécessitant l'intervention sur **de grandes surfaces ainsi que sur des structures profondes**. Grâce au **grand volume focal** et à une **profondeur de pénétration de 60 mm**

, cet appareil offre des résultats efficaces pour des indications ESWT plus complexes.

Même dans les couches tissulaires plus profondes, l'intensité énergétique reste élevée, ce qui est essentiel pour les affections nécessitant une intensité thérapeutique plus élevée – comme la pseudarthrose.

Domaines d'application :

- **Affections musculosquelettiques (MSK)** : telles que la pseudarthrose, les tendinopathies et les points gâchettes.
- Adapté au traitement des **grosses calcifications** et des larges insertions tendineuses.

La source de thérapie F10G4 est une tête de traitement polyvalente et puissante dans la technologie ESWT (thérapie par ondes de choc extracorporelles). Cette unité combine des performances exceptionnelles avec une **focalisation précise** pour localiser les points douloureux et traiter un **large éventail d'indications ESWT standard**.

Avec une **profondeur de pénétration de 40 mm** et une **densité de flux d'énergie maximale (EFD) de 0,82 mJ/mm²**, cette source de thérapie est particulièrement adaptée aux structures tissulaires superficielles comme profondes. Les applications courantes se situent dans la médecine musculosquelettique (**MSK**), telles que le traitement de la **pseudarthrose, des tendinopathies et d'autres affections liées aux tendons ou aux os**.

Spécifications

Marque	Elvation
sku	1577193
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce