

1543945 - Renol coussin décharge talon - 20 cm x l 80 cm - 1 pc



Déscription

Le coussin Multi-Fonction dispose des microbilles de polystyrène à effet ergonomique qui permettent à ce coussin en forme de cylindre d'offrir une large variété d'usages possibles. Sous le pli des genoux, il sert de soutien assez ferme pour éviter une éventuelle incurvation contraire de l'articulation et un endolorissement de la zone. Positionné en dessous des chevilles, il est parfait pour décharger la pression au niveau des talons.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 85 cm
SKU leverancier	RCM19000
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1543945
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce