

## 1543509 - Balance de cuisine KS19 - 1 pc



### Déscription

Cette balance de cuisine avec une impression photo rétro est l'assistant parfait pour bien plus que la simple préparation du petit-déjeuner. Avec une commande tactile moderne, une surface en verre facile à nettoyer et une tare. S'éteint automatiquement après de longues périodes d'inactivité et s'affiche en cas de surcharge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>sku</b>	1543509
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	1 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Balance diététique et de cuisine