

1543509 - Balance de cuisine KS19 - 1 pc



Déscription

Cette balance de cuisine avec une impression photo rétro est l'assistant parfait pour bien plus que la simple préparation du petit-déjeuner. Avec une commande tactile moderne, une surface en verre facile à nettoyer et une tare. S'éteint automatiquement après de longues périodes d'inactivité et s'affiche en cas de surcharge.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Calibré	Non
Taxe Bepat	0.06 EUR
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543509
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	1 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Balance diététique et de cuisine