

1014817 - Sharpsafe conteneur à aiguilles 4 L - 1 pc



Déscription

Réceptacle à aiguilles avec fermeture provisoire et définitive. Antichoc et étanche en position verticale. Grande ouverture de remplissage avec soupape de sécurité anti-détonation contre la perte du contenu. Convient pour distribuer tous les types d'aiguilles, d'épingles et de lames de scalpel.

Propriétés:

- L'étiquette dans le moule est résistante à l'humidité, aux autoclaves et aux déchirures.
- Avec poignée pour un transport sûr
- Utilisation d'une seule main facilitée par les accessoires
- Conteneur à aiguilles vide et ouvert, autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 minutes (NF 302)

Spécifications

Marque	Sharpsafe
Dimensions du produit	L 17.5 cm, H 17.5 cm, L 24.5 cm
Normes	ISO 23907:2012
sku	1014817
Contenu	4 l
Forme	Carré
Type d'emballage	Pièce