

1516714 - Gobelet 820 - bleu avec motifs jaunes - 250 ml - 1 pc



Déscription

Le Gobelet 820 tient ergonomiquement dans la main, présente des graduations claires et est antidérapant. Le gobelet peut être combiné avec différents becs verseurs. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70°C, le gobelet peut être brièvement chauffé jusqu'à 100°C. (Max. 1 min)

Spécifications

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Composition | Polypropylène |
| Couverture | Non |
| Anse | Non |
| Indication d'échelle | Oui |
| Coupe isolante | Non |
| sku | 1516714 |
| Contenu | 250 ml |
| Couleur | Bleu avec décor jaune |
| Type d'emballage | Pièce |