

## 1571942 - Ergoselect 5 - ergomètre



### Déscription

La nouvelle série d'ergomètres modulaires haute performance d'ergoline combine une technologie de pointe et un design exclusif dans un concept global convaincant. Les ergomètres médicaux haute performance de la série ergoline 5 sont synonymes de qualité supérieure, d'adaptation totale aux besoins des utilisateurs et de fonctionnalités illimitées. Cet ergomètre se caractérise par son cadre large et ouvert, sa hauteur de marche extrêmement basse et son cadre en aluminium solide.

#### Caractéristiques:

- poids du patient jusqu'à 200 kg
- gamme de charge de 6 à 1000 watts
- une technologie de mesure très précise
- plaque de base et colonne de direction en aluminium

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ergoline
<b>sku</b>	1571942
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	200 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce