

1603849 - BD™ Vacutainer™ Eclipse™ - aiguille intraveneuse - 21G x 1,25" - vert - 48 pcs



Déscription

BD Vacutainer® Eclipse™ est une aiguille de sécurité pour les prélèvements sanguins, elle constitue un moyen simple et efficace de prélever du sang et réduit le risque de blessures par piqûre d'aiguille. L'aiguille est dotée d'un mécanisme de sécurité qui peut être activé d'une seule main pour recouvrir immédiatement l'aiguille lorsqu'elle est retirée de la veine et qui confirme l'activation par un clic audible.

Spécifications

Marque	BD
sku	1603849
Stérile	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
Couleur	Vert
Dimensions	21G x 1,25"
Dimensions en mm	0,8 x 32 mm
Etat des documents	Expiré
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte