

1208056 - Porte-aiguille Mayo-Hegar - TUC (dorée) - 20 cm - 1 pc



Déscription

Ce porte-aiguille Mayo-Hegar de haute qualité est conçu pour offrir précision et durabilité lors des interventions chirurgicales. L'instrument est équipé d'inserts en TUC (Tungstène Carbure) au niveau des mors, ce qui garantit des performances nettement améliorées et une durée de vie prolongée.

Le carbure de tungstène est un alliage extrêmement dur de tungstène et de carbone. Grâce à ce renforcement, les parties actives du porte-aiguille sont beaucoup plus résistantes à l'usure que celles des instruments standard. Cela permet une meilleure prise de l'aiguille et du fil de suture, même en cas d'utilisation intensive.

Le porte-aiguille est facilement reconnaissable à ses poignées de couleur dorée, indiquant la présence d'un renforcement en TUC. Cette technologie rend l'instrument particulièrement adapté aux professionnels exigeant fiabilité et précision.

Spécifications

Marque	Nopa
Composition	Acier inoxydable
sku	1208056
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	20 cm
Type d'emballage	Pièce
Type porte-aiguilles	Porte-aiguilles