

1551590 - Medlance Plus SuperLite - 30 G x 1,2 mm - vert - 10 x 200 pcs



Déscription

Medlance® Plus Super Lite est un dispositif idéal pour la surveillance du glucose, conçu pour les enfants et les personnes à la peau fine et fragile. L'extrémité de l'aiguille 30G spécialement conçue assure un grand confort au patient sans compromettre la facilité d'utilisation.

Spécifications

Marque	HTL
Avec autopiqueur	Non
Longueur de l'aiguille	1.2 mm
sku	1551590
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	30 G x 1,2 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de lancette	Lancette de sécurité