

## 1550882 - Linido porte essuie - 30 cm - acier époxyé - blanc - 1 pc



### Déscription

Le porte-serviettes Linido offre une solution personnalisée : le support supérieur sert de support mural complet tandis que le support inférieur sert de point de suspension pour la serviette.

Le tube supérieur sert de support mural, avec un diamètre ergonomique et une distance correcte par rapport au mur. Comme le support mural Ergogrip, il peut supporter une charge allant jusqu'à 150 kg.

Le tube inférieur, beaucoup plus étroit, sert de porte-serviettes. Le diamètre de ce tube est trop fin pour servir de support. En raison de son placement sous l'autre tube, il est plus facile de saisir le tube supérieur, plus épais, en cas de réaction (de chute).

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2637.0011-02
<b>sku</b>	1550882
<b>Catégorie supports muraux</b>	Accessoires pour supports muraux
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Taille</b>	30 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce