

## 1575263 - TERGUMED 710 - Rotation



### Déscription

Appareils de diagnostic et d'entraînement de la colonne vertébrale pour le traitement efficace des douleurs de dos. Vous offrez ainsi à vos patients une thérapie individuelle intégrée avec un succès thérapeutique prouvé afin de corriger les déficits et déséquilibres musculaires.

#### Caractéristiques Tergumed® 710 Rotation

- Dimensions (LxLxH): 126/150/163 cm
- Poids Total 400 kg
- Entraînement Quick Start et Power Training pour utilisation rapide hors software
- Feedback visuel avec une sinusoïde déterminant l'amplitude et la vitesse de mouvement. D'autres courbes sont également réalisables
- Positionnement patient reproductible grâce aux repères intégrables dans le logiciel
- Réglage continu de la hauteur du siège par vérin hydraulique ou moteur électrique (Premium)
- Réglage continu du repose-pieds en position assise
- Réglage continu de la hauteur du stabilisateur du genou en position assise
- Réglage continu du stabilisateur pelvien en position assise pour un assurer une rotation du tronc avec fixation du bassin
- Réglage continu du stabilisateur d'épaule en position assise
- Ajustement de la position de départ par incréments de 10°
- Charges de 0 à 80 kg avec gradation très fine du poids par paliers de 1 kg
- Sonde ultrason pour détection correcte des charges de travail
- SmartPanel rotatif et inclinable avec logiciel de formation
- Capteur de mesure pour les mesures isométriques
- Capteur de mesure pour la mesure de la mobilité
- Panneau de protection des charges en verre dépoli

**Smart assist ISO RFID pas inclus.**

## Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1575263
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	180 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce