

1610018 - Keiser A400 Squat Haut



Déscription

Le **A400 Tall Squat** est la version surélevée de la machine à squat emblématique de Keiser, équipée de la **Pure Resistance Technology™ (PRT)**. Avec une hauteur supplémentaire de **18 cm** (7 pouces), cet appareil est spécialement conçu pour les sportifs mesurant jusqu'à **2,13 mètres** ou plus. Il combine **force, vitesse et explosivité** avec une résistance à air avancée, offrant des performances supérieures à toutes les vitesses de mouvement – sans masse ni inertie.

Entraînement avec un contrôle maximal

Grâce à la **commande numérique par bouton-poussoir**, vous pouvez ajuster la résistance à tout moment pendant l'exercice – même en plein milieu d'une répétition. Cela permet de :

- **Appliquer une surcharge isométrique** : prendre la position puis augmenter la résistance
- **Appliquer une surcharge excentrique** : augmenter la résistance après la phase concentrique
- **Commencer en toute sécurité avec les patients en rééducation** : d'abord se positionner, puis augmenter la résistance par petits paliers

Ergonomie et performances pour les utilisateurs de grande taille

Le A400 Tall Squat est équipé de **coussins d'épaule auto-ajustables**, d'une **base large** et d'une **position basse réglable**, réduisant la charge sur les genoux. L'appareil soutient l'entraînement de l'importante « **triple extension** » (extension complète de la hanche, du genou et de la cheville) – cruciale pour la vitesse et la puissance explosive.

Caractéristiques et avantages :

Spécialement conçu pour les utilisateurs jusqu'à **2,13 m**

- **Mouvement bilatéral** pour un développement musculaire équilibré
- **Keiser Dynamic Variable Resistance (DVR)** – s'adapte à votre courbe de force

- **Plage de résistance accrue** pour des entraînements plus lourds et plus intenses
- **Grands écrans numériques** – affichent la résistance et les répétitions en temps réel
- **Intégration complète avec l'application Keiser Metrics** pour une analyse d'entraînement basée sur les données

Applications :

Idéal pour **le sport de haut niveau, l'entraînement des athlètes, la rééducation et le développement de la force** chez les utilisateurs de grande taille souhaitant allier performance maximale, sécurité et précision.

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	L 81 cm, H 196 cm
Poids du produit	209 kg
sku	1610018
Résistance	18 - 300 kg
Type d'emballage	Pièce