

1533134 - Couverture de soins - en 1 pièce - sans manches - éponge - 1 pc



Déscription

La couverture de soin Fico Soft Fix (également appelée couverture de fixation) combine un drap-housse avec un haut de pyjama intégré. Elle offre une solution humaine pour permettre aux personnes (agitées ou non) de se reposer en toute sécurité sans utiliser de sangles ni de harnais. L'utilisateur peut dormir sur le dos ou sur le côté, changer de position librement, rester couvert et ne pas tomber du lit ni abîmer le matériel d'incontinence.

- Convient pour un lit simple standard 80–90 x 200 cm
- Rebord à glisser sous le matelas pour empêcher toute sortie du lit
- La couverture se prolonge des hanches vers un haut de pyjama intégré
- Fermeture éclair du menton jusqu'au pied du lit, impossible à ouvrir par l'utilisateur
- Ouverture latérale supplémentaire de 10 cm pour sondes ou tubulures
- Lavable de 40 jusqu'à 60 °C max

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 90 cm, L 200 cm
Composition	éponge stretch 280 g/m ² (polyester/coton)
Normes	BS EN 1021-1-2; 410 N
sku	1533134
Type d'emballage	Pièce