

1533327 - Corival cpet + roue de transport



Déscription

Le Corival est l'un des ergomètres les plus populaires au monde. Il peut être contrôlé par tous les appareils d'exercice cardio-pulmonaire connus. La charge de travail, le régime et le temps peuvent être lus sur l'écran couleur de 3,5". Le marchepied très bas permet d'accéder facilement à l'ergomètre et la conception la plus récente garantit une position ergonomique parfaite. De plus, le niveau sonore est réduit au minimum.

Spécifications

Marque	Lode
sku	1533327
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce